



## Esdogen DESINFECT

Aktiviertes Konzentrat zur Sauerstoffbleiche und Wäschedesinfektion von Textilien aus Baumwolle und Synthetics. Für den Einsatz im ESDOGEN System.

Esdogen DESINFECT TM D 20/08

### Eigenschaften

---

- Als Bleichzusatz für alle Waschverfahren geeignet.
- Bleicht faserschonend und desinfiziert in Verbindung mit ESDOGEN DETERGENT.
- Bei besonders stark verschmutzter Wäsche ist der Einsatz von ESDOGEN ALKAPLEX zu empfehlen.
- Schon ab 40 °C aktiv.
- Wirkung durch Aktivsauerstoff; die Zerfallprodukte sind schnell und vollständig abbaubar .
- Problemlos kombinierbar mit allen ESDOGEN Produkten.

### Chemisch-physikalische Daten

---

Konsistenz	Klare, farblose Flüssigkeit
Dichte	1,16 g/ml
Viskosität	5-10 mPas
pH-Wert	1,0 (unverdünnt)

## Zertifizierung

---

Angemeldet zur Aufnahme in die Desinfektionsmittelliste des Robert-Koch-Institutes gemäß § 18 IfSG zur Wäschedesinfektion in Waschmaschinen im chemo-thermischen Desinfektionsverfahren bei 40 °C, Einwirkzeit 20 Minuten, Typ A und B, Einsatzmenge 6 ml/ ESDOGEN DESINFECT in Verbindung mit 4 ml/l ESDOGEN DETERGENT.

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**  
Biozid-Nr.: N-23544

## Anwendung

---

Dosierung zur Klarwäsche mit ESDOGEN DETERGENT normale Bleiche: 2 - 3 ml/kg Beladung.

Schmutz- und Fleckwäsche: 3 - 5 ml/kg Beladung nach Erreichen der Wasch-temperatur (40 - 70 °C).

## Lagerung und Versand

---

Kühl und vor direkter Sonneneinwirkung geschützt in gut durchlüfteten Räumen lagern.

Nach jeder Entnahme wieder dicht verschließen.

Vor Verunreinigung schützen. Keine Substanz zurück gießen.

Verfallsdatum: 24 Monate nach Herstellungsdatum.

Standardverpackungen	Versandeinheit/Palette
30 kg Plastikkanister	16
215 kg Plastikfass	2