

REGOdes

Schnelldesinfektion **DS 4006**

Anwendungssegment: Desinfektion
Produktgruppe: Schnelldesinfektion



Produkt-Charakteristik

- Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel
- Gebrauchsfertig, rückstandsfrei, parfümfrei
- Geeignet zur Verwendung in der Lebensmittelindustrie und Küchen

Einwirkzeiten:

Bakterizid, levurozid, Mykobakterizid (M.avium und M.terrae): 1 Min.
Wirksam gegen behüllte Viren wie Vaccinia, BVDV/HCV/HBV/HIV/ Influenza-/Grippe-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI/DVV): 30 Sek.
Rotaviren: 30 Sek.
Noroviren (MNV, EN 14476): 1 Min.
Adenoviren (EN 14476): 3 Min.

Lebensmittelherstellung:

DIN EN 1276 und DIN EN 13697 Bakterizidie:
Belastung hoch: 100 % - 5 Minuten; Belastung niedrig: 100 % 1 Minute
DIN EN 1650 und DIN EN 13697 Levurozidie:
Belastung hoch: 100 % - 15 Minuten; Belastung niedrig: 100 % 1 Minute

Anwendung

Die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten.

Listung

VAH gelistet

Besondere Hinweise

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Gefahrstoff. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website www.remsgold.de. Verkauf nur an gewerbliche Verbraucher.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Für eine sichere Desinfektion sind die Konzentrations- und Einwirkzeiten genau einzuhalten.

Artikel

Artikelnummer	Inhalt	VPE	Gebinde	EAN-Code
4340121	1 l	2	Flasche	4015388157112
4340225	2,5 l	1	Kanister	4015388157433
4340125	5 l	1	Kanister	4015388157495

Stand: 11. Januar 2021